

Anneaux antitêteurs plastique inversés

Les anneaux antitêteurs inversés disposent de picots arrondis dirigés vers l'intérieur qui font pression sur le naseau de l'animal dès qu'il tente de téter.

Caractéristiques techniques

- En plastique
- Mise en place et retrait faciles grâce à l'élasticité du matériau
- Disponible en 3 couleurs en fonction de la taille de l'animal
 - bleu: veau, dès la naissance
 - transparent: veau, de la naissance à 5 mois
 - jaune: jeune bovin, à partir de 5 mois
 - blanc: bovin adulte



Références

TPM bleu	531049
PM transparent	531050
MM jaune	531051
GM blanc	531052

Conseils d'utilisation

- Les picots arrondis doivent être dirigés vers le haut
- Accrocher l'anneau antitêteur sur un des côtés des naseaux de l'animal, puis étirer l'anneau afin de l'introduire de l'autre côté.
- Les picots arrondis dirigés vers l'intérieur font pression sur le naseau de l'animal dès qu'il tente de téter.
- Cela perturbe l'action de téter et a un effet d'apprentissage sur le long terme.

