



## Flushtomatic®

Flushtomatic® est un appareil pour la désinfection et le rinçage des faisceaux trayeurs, conforme à la directive contact alimentaire (décret n°99-183). Il est conçu pour fonctionner avec du Romit BF et permet de limiter les contaminations entre deux vaches.

## Marque

Marque : ECOLAB



## Caractéristiques techniques


- ✓ Pompage automatique dans le bidon
- ✓ Pratique et rapide : un seul pistolet pour désinfecter et rincer. Désinfectant fraîchement préparé et efficace en quelques secondes.
- ✓ Sûr d'utilisation : évite le contact avec les produits chimiques, grâce à la dilution réalisée par le système et limite le risque de résidus dans le lait grâce au rinçage.
- ✓ Système robuste et ergonomique pour le confort de la traite
- ✓ Alimentation en eau : 3 à 8 bars
- ✓ Distance maximum platine-dernier pistolet : 25m
- ✓ Quantité d'applicateurs : 3 pour une pression de 3 à 5 bars, 4 pour une pression de 5 à 8 bars
- ✓ Certification CE/NF

## Référence

Flushtomatic - 500417

## Mode d'emploi

- ✓ Appareil conçu pour fonctionner avec du Romit BF. La concentration du produit est préréglée sur 1,5%.
- ✓ Faire impérativement tourner le système avec de **l'eau froide** (température inférieure à 30°C).
- ✓ Pulvériser un à un chaque faisceau trayeur avec la solution désinfectante pendant quelques secondes en appuyant sur le bouton rouge de l'applicateur.
- ✓ Rincer ensuite les faisceaux trayeurs à l'eau potable, dans le même ordre, en appuyant sur le bouton bleu.
- ✓ Après chaque utilisation, refermer la vanne rouge.
- ✓ Respecter les consignes de sécurité fournies avec l'appareil.



## Caractéristiques commerciales

Livraison gratuite

Installation : ECOLAB